



SANICID KONCENTRAT

Alkaliczny, pianowy koncentrat do mycia i dezynfekcji oparty na IV-rzędowych związkach amoniowych. Preparat stosuje się do mycia i dezynfekcji urządzeń, narzędzi, pojemników, płytek ceramicznych i powierzchni emaliowanych w przemyśle spożywczym. Usuwa zanieczyszczenia organiczne oraz lekkie osady mineralne. Nabłyszcza elementy ze stali nierdzewnej i chromowanej. W zalecanych stężeniach bezpieczny dla aluminium, miedzi, cynku i stopów metali kolorowych. Produkt ekonomiczny, ma neutralny zapach i jest biodegralny.

SPOSÓB UŻYCIA:

Metody użycia: ręczne, zanurzeniowe, opryskowe, pianowe.

Stężenie użytkowe: 1% (aby uzyskać suchą pianę stężenie preparatu można zwiększyć do 2-3%)

Temperatura roztworu: 20 – 30° C.

Czas działania: 15 min.

Po umyciu powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą.

Ostateczny dobór sposobu użycia SANICIDU zależy od:

- możliwej metody użycia, stopnia zabrudzenia powierzchni (profil działalności), rodzaju powierzchni oraz systematyczności i staranności w utrzymaniu czystości i higieny.

DANE PRODUKTU:

Wartość pH koncentratu 12.

Wartość pH roztworu 1% - 10.

Preparat przyjazny dla środowiska, biodegralny.

Trwałość koncentratu 2 lata.

Przechowywać w temperaturze pow. 0 stopni C.

Opakowanie: karton 3x5 l, 1x30 l

UWAGA !

Sanicid Koncentrat jest środkiem drażniącym.

R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę .

S2 Chronić przed dziećmi

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.



PRODUCENT:

Norengo Polska sp. z o.o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 102 tel./ fax. 83 342 55 51